



RUBY XL HD

Une loupe électronique portable, idéale pour voyager et qui va sauvegarder vos photos.

La vidéoloupe Ruby XL HD possède un écran de 5 pouces et d'une caméra HD qui va améliorer le confort de lecture du malvoyant grâce à de nombreuses fonctionnalités et un rendu d'images plus nettes et colorées !

DESCRIPTIF

Ruby XL HD, les points forts

Maniable et **efficace**, la Ruby XL HD va **faciliter la lecture de documents** et va pouvoir glisser facilement sur un texte sans troubler l'image. Ses **boutons de couleurs** rendent la navigation d'une fonction à l'autre beaucoup plus agréable.

Elle permet de **lire n'importe quel support plus facilement** avec sa **poignée à 2 positions**.

Simple d'utilisation, il suffit d'appuyer sur un bouton, de placer l'appareil sur un objet et d'ajuster le grossissement grâce au Zoom continu 2x à 14x. La loupe repose sur la table et l'image va apparaître à l'écran.

Légère et **facile à transporter avec sa housse**, vous n'aurez pas peur de l'emmener partout où vous allez !



La **fonction lignage/fenêtrage** permettra de cibler parfaitement la zone du texte à lire sans problème.

La loupe Ruby XL HD est équipée d'une **mémoire** qui peut stocker **jusqu'à 80 images**. Il suffit de brancher le câble USB et d'exporter les images vers votre PC ou votre tablette.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD 16:9 - 5 pouces (12.7 cm)
- Grossissement : 2x à 14x en zoom continu
- Caméra 5 Megapixels autofocus
- Mode d'image : couleurs naturelles, positif & négatif + 20 modes personnalisables
- Fonctionnalités : lignage, fenêtrage et capture d'image
- Mémoire de stockage via USB (jusqu'à 80 images)
- Batterie rechargeable au Lithium-ion polymère
- Autonomie : 3h en continue
- Recharge : 3h
- Dimensions : 13.8 x 8.8 x 2 cm
- Poids : 300 g

LOUPE FOURNIE AVEC

- Sacoche de transport
- Dragonne
- Câble USB

INFORMATIONS UTILES SUR LA BATTERIE

La batterie de la Ruby est conçue pour un nombre de charges qui va varier en fonctions de plusieurs critères :

- Utilisation quotidienne = chargement quotidien
- Non-utilisation pendant une longue période
- Chargement/déchargement partiel de l'appareil

Le remplacement de la batterie ne signifie pas que l'appareil est défectueux.

Les batteries et le chargeur d'origine sont garantis 1 an.



VIDÉOS



COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS

MANUEL